

VOLUTION

IBSA

L'APPROCCIO GLOBALE
PER IL RIPRISTINO
DELLE VOLUMETRIE
DEL VOLTO

VOLUME e RESHAPING

Il ringiovanimento del volto passa attraverso il **ripristino delle volumetrie** ed il **reshaping dei contorni**¹.

La conoscenza dei **piani anatomici** e delle **proprietà reologiche** di un prodotto, unite alle corrette **tecniche iniettive**, determinano il risultato di un trattamento indicato a ripristinare i volumi del volto.

È infatti importante scegliere e utilizzare prodotti che si integrino perfettamente nei tessuti nel rispetto della **naturale** espressione del volto².

Risultati armoniosi ed equilibrati si ottengono ridefinendo i contorni della **struttura ossea** e ripristinando il **volume dei tessuti adiposi**.

VOLUTION

VOLUTION è l'approccio IBSA per il ripristino dei volumi attraverso l'utilizzo di due prodotti distinti, ma complementari, che consentono un'ottimale integrazione nei tessuti.

Aliaxin®EV è la formulazione indicata per il ripristino dei deficit volumetrici parziali nell'area zigomatica e per la definizione della linea mandibolare.

Aliaxin®SV, per le sue proprietà ad elevata azione riempitiva, è indicato per la correzione dei deficit volumetrici importanti e il ripristino delle giuste proiezioni dell'area zigomatica e della regione mentoniera.

1. Mendelson B. et al. Aesth Plast Surg (2012) 36:753-760

2. La Gatta A. et al. Materials Science and Engineering C 68 (2016) 565-572



Aliaxin® EV ESSENTIAL VOLUME	Aliaxin® SV SUPERIOR VOLUME
---------------------------------	--------------------------------

ACIDO IALURONICO:
PESI MOLECOLARI
CONCENTRAZIONE HA
CROSS-LINKATO

1000kDa **(50%)** / 2000kDa **(50%)**

2300kDa

25 mg/ml

25 mg/ml

TIPOLOGIA
PAZIENTE



- scarsa qualità dei tessuti
- pelle sottile e rilassata
- parziale deficit dei volumi profondi
- supporto osseo adeguato



- buona qualità dei tessuti
- pelle compatta ed elastica
- deficit importante dei volumi profondi
- supporto osseo ridotto

TECNICA

lineare, ventaglio (opz. cannula)

bolo

PIANO
INIETTIVO



CONFEZIONE

2 siringhe preriempite da 1 ml
2 aghi 27G TW x 13mm
2 aghi 27G TW x 19mm


2 siringhe preriempite da 1,1 ml
2 aghi 27G TW x 13mm
2 aghi 27G TW x 19mm

DURATA

6-8 mesi

8-12 mesi

SCALA GPS³



COHESIVITY



FLOW



LIFT



SCULPT



COHESIVITY



FLOW



LIFT



SCULPT


VOLUTION

Un approccio completo che permette di ripristinare i volumi del volto in maniera ottimale e personalizzata, per ottenere risultati naturali e duraturi nel tempo⁴.

Aliaxin® EV ESSENTIAL VOLUME




PRIMA




DOPO 6 MESI DAL
1° TRATTAMENTO

Foto per gentile concessione della dott.ssa A. Sparavigna

Aliaxin® SV SUPERIOR VOLUME



PRIMA



DOPO 9 MESI DAL
1° TRATTAMENTO

Foto per gentile concessione della dott.ssa A. Sparavigna



Caring Innovation

4. IBSA Internal Data